

ANLEITUNG UND INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Verwendung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Nehmen Sie die Maske mit dem Nasenclip nach oben in beide Haende.
2. Positionieren Sie die Maske unter dem Kinn und decken Mund und Nase ab.
3. Ziehen Sie die Ohrenschlaufen ueber die Ohren und fixieren sie wenn noetig mit den Gummieberziehern.
4. Biegen Sie den Nasenclip sorgfaeltig der Nase an, so dass keine Luft mehr eindringen kann.
5. Um die Dichtigkeit zu pruefen, umfassen Sie die Maske mit beiden Haenden und atmen Sie stark aus. Sollte Luft im Nasenbereich austreten, justieren Sie den Nasenclip. Sollte Luft an der Seite austreten, veraendern Sie die Position der Maske und justieren die Ohrenschlaufen.
6. Abnahme der Maske: Beachten Sie, dass die Aussenseite der Maske nicht mit den Haenden angefasst wird. Die Abnahme der Maske soll durch das Entfernen der Ohrbaender und das Anfassen der Innenseiten erfolgen.

ANWENDUNG

- Das Produkt schuetzt vor Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 0,075 Mikrometern, wie z.B. Staub, der bei technischen Prozessen waehrend der Reinigung entsteht, nichtverfluechtigten Fluessigkeiten und Gemischen fester und fluessiger Verunreinigungen (Smog).
- Das Produkt ist nicht zum Schutz vor schaedlichen Gasen oder Daempfen, Aerosolen auf Oelbasis, Asbest, Cadmium, Blei, Aminverbindungen und waehrend Sandstrahlprozessen bestimmt.
- Das Produkt bietet keine zusaetzliche Sauerstoffversorgung.

WARNHINWEISE

- Die fehlende Einhaltung aller Anweisungen und Einschraenkungen kann die Wirksamkeit dieser Partikelhalbmaste erheblich beeintraehtigen und zu Krankheit, Verletzung und sogar zum Tod fuehren.
- Wenn die Maske beschaedigt, verschmutzt oder schwer zu atmen ist, verlassen Sie den gefaehrdenen Bereich und ersetzen Sie die Maske durch eine neue.
- Das Produkt sollte an einem trockenen und kuehlen Ort ohne Zugang zu aggressiven Gasen und einer Luftfeuchtigkeit von unter 80% gelagert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an schlecht beluefteten Orten. Das Produkt sollte nicht von Personen mit Atemproblemen oder eingeschraenkter Lungenkapazitaet verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht im Schlaf verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht gereinigt, gewaschen, wiederverwendet oder zusammen mit anderen Personen verwendet werden.
- Diese mit "NR" gekennzeichnete Partikelhalbmaste darf nicht laenger als eine Schicht eingesetzt werden.
- Empfohlener Nutzungszeitraum: Zwischen 4 und 8 Stunden.
- Bitte beachten Sie die DGUV 112-190.
- Bei Verwendung in der Industrie bitte den Betriebsarzt fragen.

VERWENDUNGSGRENZEN

Verwenden Sie die Maske unter den folgenden Umstaenden **nicht**:

- Die Atmosphaere enthaelt weniger als 19,5% Sauerstoff.

- Falls Sie Verunreinigungen riechen oder schmecken.
- Zwecks Schutzes vor Gasen oder Daempfen.
- Kontaminationen oder deren Konzentrationen sind nicht bekannt oder unmittelbar lebensgefaehrlich.
- In explosionsgefaehrden Bereichen.

ENTSORGUNG

- Die Maske muss im Restmuell entsorgt werden.
- Kontaminierte Masken muessen entsprechend den jeweiligen Hygienevorschriften entsorgt werden.

LAGERUNG

Temperatur:	Luftfeuchtigkeit:	Haltbarkeit:
-20°C bis +30°C	< 80%	3 Jahre ab Herstellungsdatum (siehe Etikett)

Die partikelfiltrierende Halbmaske entspricht der Verordnung der Europaeischen Union 2016/425 und weist ein entsprechendes CE-Kennzeichen auf. Sie wurde gemaess DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR getestet.

CE-Zertifizierungsstelle: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (NB 0598).

EU-Baumusterpruefbescheinigung Nr.: 0598/PPE/23/4266 Issue 1

EU-Konformitaetserklaerung: einsehbar unter <https://www.coc.simplecase.de>

[Hersteller / Manufacturer]

MMC Grosser Freund GmbH
Chausseestr. 52, 10115 Berlin, Germany

[Fabrik / Factory]

Guangdong Gangrong Medical Technology Co., Ltd.

[Marke / Brand]

SIMPLECASE
MMC Grosser Freund GmbH
Chausseestr. 52, 10115 Berlin
Germany
www.simplecase.de